

Tak for din investering i en Welch Allyn blodtryksmåler med innovativ DuraShock teknologi – den første og eneste garanterede, støtsikre aneroid-sfygmomanometerkontrol.

Blodtryksmåleren består med andre ord af et apparat, der anvender med metingen door een geschoolde zorgverlener door middel van de auscultationstechniek.
Inname de groepen vasculaire systemen vastgesteld door Amerikaanse National ANSI/AAAM SP10, 2002, Manuelle, elektronische of automatische sfygmomanometre.

Introductio

Tiisiget bruk

Welch Allyn aneroid-sfygmomanometer anvendes af professionelle inden for sundhedsbranchen og personer, der har modtaget træning i den auscultatoriske blodtrykmåling, for at bestemme systolisk og diastolisk blodtryk i mennesker og dyr.

Kontraindikationer

Welch Allyn aneroid-sfygmomanometre er kontraindiceret til neonatal bruk. Må ikke anvendes med neonatale manchetter eller neonatale patienter.

Advarsel

I en adværseklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til patientvæsketskrænkelse, rygning eller død, hvis den ikke korrigeres eller afhjælpes øjeblikkeligt.

ADVARSEL Hvis læn-læbeløsninger blev anvendt ved kontraktioner af slanger, er det muligt, for at de ved et uheld kan forbindes med intravaskulære væskesystemer, hvilket lader til pumpning af luft ind i blodet. Hvis dette forekommer, skal en læge straks kontaktes.

ADVARSEL En blodtryksmåler må ikke efterlades på en patient i mere end 10 minutter, når den er opsatt til hver 10 minutter. Der skal være en pålidelig patientovervåger, der kontrollerer blodtrykket og beskedigtgiver de påkrævede foranstaltninger.

ADVARSEL Sikkerhed og effektivitet i forbindelse med neonatale manchetter (størrelse neo 1 til neo 5) er ikke blevet etableret.

ADVARSEL Anvend kun blodtryksmanchetter og tilbehør fremstillet af Welch Allyn. Substitutter kan resultere i misdiagnoser.

ADVARSEL Arteriel blod manchetten, når den synlige arterieindlemning falder inden for områdekarakteristisk angivet på manchetten, da det ellers kan give fejlagtige resultater.

ADVARSEL Arteriel blod manchetten på områder på patienten, hvor huden er sart eller beskadiget. Kontrollér blodtrykket på placering efter for lign på irritationsreaktioner, og sørg for at huden er beskyttet.

ADVARSEL Brug de slanger, der er godkendt til brug på patienter med blodtrykmåleren.

ADVARSEL Manchetten må ikke lægges på ekstremiteter, der bruges til IV-innsktion.

ADVARSEL Manchetters og ekstratransmitter bevægelser skal minimeres under aflæsninger.

ADVARSEL Sørg for, at der er en lufttæt forsegling ved alle tilslutningspunkter for brug.

ADVARSEL Intravenøse systemer (IV) – Manchetten med læs-tilslutninger må ikke tilsluttes intravenøse væskesystemer, da luft kan komme ind i patienten.

ADVARSEL Manchetten må ikke passeres med et væskesystem.

FORSIGTIG Manchetten kan pumpes op, hvis krognen er lukket, eller lukket.

FORSIGTIG Lad ikke urenheder trænge ind i manchetters slanger eller ledninger.

FORSIGTIG Brug ikke damp eller varme til sterilisering af manchetten eller slange.

FORSIGTIG Overstig ikke 250 mmHg med engangsmanchetten til lav eller over 30 °C/86 °F.

FORSIGTIG Intravenøse systemer (IV) – Manchetten med læs-tilslutninger må ikke tilsluttes intravenøse væskesystemer, da væske kan komme ind i manchetten.

Ferdbindere

- Ferdbind slangen med måleapparatet.
- Ferdbind oppningskuglingen med slangen hvis det er nødvendigt. Brug sprit til at lette dette (DS48/DS48A).
- Sæt FlexPort-adapteren ud for manchetballongen, og tryk den på.
- Bekræft, at et lufttæt segl opråb ved alle forbindelsessteder.

Bejning

Blodtryksmåleren kan være påvirket af partikkelindsatning og fysiologiske tilstand. Inden en procedure startes, skal du sikre, at patienten holder i ro med et beroligende ord og ledler et uretstøt, og at patienten ikke er krydet. Patientens underarm skal underrettes passiv, og overarmen skal holdes på niveau med hjertet. Proceduren skal finde sted i stille omgivelser uden samtale. Hvis disse advarsler ikke overholdes, kan det resultere i unøjagtige resultater.

- Vælg manchetstørrelsen, som passer til omkredsen af patientens arm. Det gældende område i centimeter, er tryk på den ene hånd manchet.

BEMÆK Artery Index Markert (Arterienområde)markeringen på manchetten bør findes inden for "Range" (område) af målingen. Hvis arterienområde markeringen er uden for målingen, skal du erstatte manchetten med en anden nøjagtig resultatler.

- Skub det manchetstørrelse, som passer til omkredsen af patientens arm. Det gældende område i centimeter, er tryk på den ene hånd manchet.
- Sæt manchetten omkring armen med arterienområde markeringen omkring arteria brachialis og med den nedreste kant af manchetten 2,5 cm over manchetstørrelse markeringen.
- Pump manchetten for hurtigt op til et niveau, som er 30 mm Hg over det skønnede (eller palpatoriske) systoliske tryk.
- Åbn ventilen delvist for at lade luften slippe ud og hold trykket på 2 til 3 mm Hg sek. Efterhånden som trykket falder, noteres det systoliske tryk og det diastoliske tryk, og værdi beregnet med støtskolept.
- Lad det noterede tryk systole hurtigt og og jumarke straks målningerne. Efter mindst 30 sekunder gentages målingen i et andet område.

Specifikationer

Welch Allyn DuraShock aneroid-sfygmomanometer er nøjagtigt til +/-3 mm Hg.

Dette produkt vil bevare de angivne sikkerheds- og præstationskarakteristika ved temperaturer fra 10 °C til 40 °C ved et relativt fugtighedsniveau, som ikke overskrider 85-90%.

Standarder

American National Standard ANSI/AAAM, SP10, 2002, Manuelle, elektroniske eller automatische sfygmomanometre (bortset fra punkt 4.2.2a for størrelse I angangsmanchet).

- Spekifikation for ikke-invasive sfygmomanometre – Del 1: Generelle krav EN1060-1:1996 bortset fra artikel 9.3a for størrelse neo 1, 7, 8, 9 angangs- og genbrugsmanchetter og bortset fra EN17111 nøjagtighed over 200 mmHg er +/- 2%.
- Spekifikation for ikke-invasive sfygmomanometre – Del 2: Algemele veristen EN1060-1:1996 (tilgængeligt uden for EU-området)
- Supplerende krav til elektroniske systemer til måling af blodtryk EN1060-1:1997
- Japansk målestandard for aneroid blodtrykshænder (Oversættelse af oversigt tilsvarende til METI 2003/02).

Vedligeholdelse

Rennging

Aneroid-måleapparat, oppningskuglinge og ventiler. For aneroid-måleapparat, oppningskuglingen og ventilen af med en fugtig klud eller sprøjtning.

Gerubgsmanchetter i et stykke. Brug en fiber eller flens af følgende metoder og luft luftluften:

- For et mål med en opløsning af sæbe og vand (1:9 opløsning). Skyl.
- For et mål med Endol i henhold til fabrikantens vejledning. Skyl.
- For et mål med opløsning af 0,5% bleghemid på vand. Skyl.

- For et mål med 70% isopropylalkohol.
- For et mål med 70% isopropylalkohol.

- Veeg de underdelens af med et zacht reingingsmiddel opløst i vand (vaskning 1:9). Spool de underdelens (kun genanvendelig). Læg manchetballongen med væsketilførsel. Skyl de underdelens.

- Gerubgslig manchet i et stykke. Manchetterne rengøres sikkert med en fugtig klud eller vaskes i varmt vand (60 °C maksimum) med en mild sæbeopløsning.

Indvask manchetten i væsketilførsel.

- 2. Anbring hænder eller lakke i lakke position.

- Wask i maskine som foreskrevet med varmt vand og en mild sæbeopløsning.

- Lufttæt fuldstændigt og genmonter komponenter.

Landsbeskrivelse (kun FlexPort-gerubgsmanchetter):

Forbered en Enrol®-engangsblod rengøringsmiddel i/lv-fabrikantens anvisninger. Sæt portballen (REF 5082-159) på manchetten. Sørg for god luft- og luftbeholdning i de gaslåsede zoner.

- 2. Træk de haak- og luftbeholdningen i de gaslåsede zoner.

- 3. Wask de manchetten i de maschine og en zacht rengøringsmiddel.

- 4. Ladt de manchetten grodig ang på de lucht drogen en motorer de vordende opluening.

Procedure voor desinfectie op laag niveau (tilsluttet FlexPort herbruikbare manchetten):

Måsk en opløsning van Enrol®-engangsblod rengøringsmiddel kisar volgens de instructies van de fabrikant. Breng de portballen (REF 5082-159) op de manchet aan. Begreep de manchet overvloedig met de reingingsmiddelopløsning en desinfecteer het gehele manchetoppervlak gedurende vijf minuten met een steriele borstel. Spool gedurende vijf minuten met gedestilleerd water. Om de manchet te desinfecteren, voert u bovengstaande reingingsstapen uit en besproeit u de manchet vervolgens met een 10% chlorox-bleekwateropløsning tot de manchet geheel bevogting is en schroeft u het geheel manchetoppervlak gedurende vijf minuten met een steriele borstel. Spool gedurende vijf minuten met gedestilleerd water. Veeg de manchet met een steriele doek en laat de manchet vordren aan de lucht drogen.

Inningskontrolen van de aneroide bloddruckmeter

Snelle controle van de iéking:

Controleer bij een druk nul of de wijzer zijn duidelijk en nauwkeurig de toon den nulpuntgang door de wijzerballen af. Hoesen de drukke valmeting geen nauwkeurig getalgevoel op alle schaalverdelingspunten, is een foutieve nulafwijking (± 3 mm Hg) een teken van een deficiënte kalibrering.

Volledige controle van de iéking:

Welch Allyn raad aan minstens om de twee jaar af volgens de lokale wetgeving en na onderhoud en reparatie, als volgt een volledige controle van de iéking te doen:

1. Test het instrument in een proefopstelling met een aansluiting aan op een bekende drukstandaard van hoge kwaliteit, en een proefvoelende van 150 tot 200 cc.

2. Verhoog de druk op de meter tot iets meer dan 300 mmHg.

Welch Allyn raad aan, om bij iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

OPMERKING Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen, hangt af van de gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de iékingsoepening gebruikt.

Als u een manometer (kwikvulven of aneroid) gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 3,0 mm Hg, is een onnauwkeurige fout van maximaal 6,0 mm Hg mogelijk. Als u een toestel bij een bekende drukstandaard gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm Hg, is slechts een onnauwkeurige fout van maximaal 0,2 mm Hg mogelijk.

Welch Allyn raad aan voor iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

OPMERKING Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen, hangt af van de gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de iékingsoepening gebruikt.

Als u een manometer (kwikvulven of aneroid) gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 3,0 mm Hg, is een onnauwkeurige fout van maximaal 6,0 mm Hg mogelijk. Als u een toestel bij een bekende drukstandaard gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm Hg, is slechts een onnauwkeurige fout van maximaal 0,2 mm Hg mogelijk.

Welch Allyn raad aan voor iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

OPMERKING Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen, hangt af van de gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de iékingsoepening gebruikt.

Als u een manometer (kwikvulven of aneroid) gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 3,0 mm Hg, is een onnauwkeurige fout van maximaal 6,0 mm Hg mogelijk. Als u een toestel bij een bekende drukstandaard gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm Hg, is slechts een onnauwkeurige fout van maximaal 0,2 mm Hg mogelijk.

Welch Allyn raad aan voor iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

OPMERKING Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen, hangt af van de gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de iékingsoepening gebruikt.

Als u een manometer (kwikvulven of aneroid) gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 3,0 mm Hg, is een onnauwkeurige fout van maximaal 6,0 mm Hg mogelijk. Als u een toestel bij een bekende drukstandaard gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm Hg, is slechts een onnauwkeurige fout van maximaal 0,2 mm Hg mogelijk.

Welch Allyn raad aan voor iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

OPMERKING Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen, hangt af van de gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de iékingsoepening gebruikt.

Als u een manometer (kwikvulven of aneroid) gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 3,0 mm Hg, is een onnauwkeurige fout van maximaal 6,0 mm Hg mogelijk. Als u een toestel bij een bekende drukstandaard gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm Hg, is slechts een onnauwkeurige fout van maximaal 0,2 mm Hg mogelijk.

Welch Allyn raad aan voor iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

NEDERLANDS

Hartelijk dank voor uw aankoop van een Welch Allyn bloeddruckmeter met innovatieve DuraShock-technologie, de eerste en enige schokebestendige aneroide bloddruckmeter zonder radwaker.

Bloddruckmeters uitgerust met dit apparaat zijn vervaardigd met metingen door een geschoolde zorgverlener door middel van de auscultationstechniek.
Inname de groepen vasculaire systemen vastgesteld door Amerikaanse National ANSI/AAAM SP10, 2002, Manuelle, elektronische of automatische sfygmomanometre.

Inleiding

Correct gebruik

Welch Allyn aneroid-sfygmomanometer anvends af professionelle inden for sundhedsbranchen og personer, der er oplært i auscultatorisk blodtrykmåling, for at bestemme systolisk og diastolisk blodtryk i mennesker og dyr.

Kontraindikationer

Welch Allyn aneroid-sfygmomanometre er kontraindiceret for neonatal bruk. Må ikke bruges med neonatale manchetter eller på neonatale patienter.

Advarsel

I en adværseklæring i denne håndbog avser et tilfælde eller en åtgærd som kan leda til patientvæsketskrænkelse, rygning eller død, hvis den ikke korrigeres eller afhjælpes øjeblikkeligt.

ADVARSEL Hvis læn-læbeløsninger blev anvendt ved kontraktioner af slanger, er det muligt, for at de ved et uheld kan forbindes med intravaskulære væskesystemer, vand vil der pumpet luft ind i blodet. Hvis dette forekommer, skal en læge straks kontaktes.

ADVARSEL Lænma aldrig bruk blodtryksmåleren på patienten under længe tid på 10 minutter når den pumpes opp til et tryk over 250 mmHg. Det kan leda til boblag for patienten, alvorlig blodtrykstøt og boblag til skaller til 10 mm Hg. Imøset fall kan personen bli utrygg. Det kan forstyrre blodtrykmålingen og forbruke skader på perifere nerver.

ADVARSEL Sikkerhet og effektivitet ved innsett av neonatale manchetter (størrelser fra neo 1 til neo 5) er ikke etablert.

ADVARSEL Bruk bare blodtryksmanchetter og tilbehør som er fremstilt av Welch Allyn. Andre merker kan utrygge misdiagnoser.

ADVARSEL Manchetten skal bare brukes når den synlige arterieindlemning faller innenfor områdekarakteristisk angivet på manchetten, ellers kan det føre til feil målinger.

ADVARSEL Arteriel blod manchetten, når den synlige arterieindlemning faller innenfor områdekarakteristisk angivet på manchetten, da det ellers kan gi feilaktige resultater.

ADVARSEL Arteriel blod manchetten på områder på patienten, hvor huden er sart eller beskadiget. Kontrollér blodtrykket på placering etter for lign på irritationsreaktioner, og sørg for at huden er beskyttet.

ADVARSEL Brug de slanger, der er godkendt til brug på patienter med blodtrykmåleren.

ADVARSEL Manchetten må ikke lægges på ekstremiteter, der bruges til IV-innsktion.

ADVARSEL Manchetters og ekstratransmitter bevægelser skal minimeres under aflæsninger.

ADVARSEL Sørg for, at der er en lufttæt forsegling ved alle tilslutningspunkter for brug.

ADVARSEL Intravenøse systemer (IV) – Manchetten med læs-tilslutninger må ikke koples til intravenøse væskesystemer, da væske kan medføre ind i patienten.

ADVARSEL Manchetten må ikke passeres med et væskesystem.

FORSIKTIG Manchetten kan pumpes op, hvis krognen er lukket, eller lukket.

FORSIKTIG Lad ikke urenheder trænge ind i manchetters slanger eller ledninger.

FORSIGTIG Brug ikke damp eller varme til sterilisering af manchetten eller slange.

FORSIGTIG Overstig ikke 250 mmHg med engangsmanchetten til lav eller over 30 °C/86 °F.

FORSIGTIG Intravenøse systemer (IV) – Manchetten med læs-tilslutninger må ikke tilsluttes intravenøse væskesystemer, da væske kan komme ind i manchetten.

Ferdbindere

- Ferdbind slangen med måleapparatet.
- Ferdbind oppningskuglingen med slangen hvis det er nødvendigt. Brug sprit til at lette dette (DS48/DS48A).
- Sæt FlexPort-adapteren ud for manchetballongen, og tryk den på.
- Bekræft, at et lufttæt segl opråb ved alle forbindelsessteder.

Bejning

Blodtryksmåleren kan være påvirket af partikkelindsatning og fysiologiske tilstand. Inden en procedure startes, skal du sikre, at patienten holder i ro med et beroligende ord og leder et uretstøt, og at patienten ikke er krydet. Patientens underarm skal underrettes passiv, og overarmen skal holdes på niveau med hjertet. Proceduren skal finde sted i stille omgivelser uden samtale. Hvis disse advarsler ikke overholdes, kan det resultere i unøjagtige resultater.

- Vælg manchetstørrelsen, som passer til omkredsen af patientens arm. Det gældende område i centimeter, er tryk på den ene hånd manchet.

BEMÆK Artery Index Markert (Arterienområde)markeringen på manchetten bør findes inden for "Range" (område) af målingen. Hvis arterienområde markeringen er uden for målingen, skal du erstatte manchetten med en anden nøjagtig resultatler.

- Skub det manchetstørrelse, som passer til omkredsen af patientens arm. Det gældende område i centimeter, er tryk på den ene hånd manchet.
- Sæt manchetten omkring armen med arterienområde markeringen omkring arteria brachialis og med den nedreste kant af manchetten 2,5 cm over manchetstørrelse markeringen.
- Pump manchetten for hurtigt op til et niveau, som er 30 mm Hg over det skønnede (eller palpatoriske) systoliske tryk.
- Åbn ventilen delvist for at lade luften slippe ud og hold trykket på 2 til 3 mm Hg per sekund. Efterhånden som trykket falder, noteres det systoliske tryk og det diastoliske tryk, og værdi beregnet med støtskolept.
- Lad det noterede tryk systole hurtigt og og jumarke straks målningerne. Efter mindst 30 sekunder gentages målingen i et andet område.

Specifikationer

Welch Allyn DuraShock aneroid-sfygmomanometer er nøjagtigt til +/-3 mmHg.

Dette produkt vil bevare de angivne sikkerheds- og præstationskarakteristika ved temperaturer fra 10 °C til 40 °C ved et relativt fugtighedsniveau, som ikke overskrider 85-90%.

Standarder

American National Standard ANSI/AAAM, SP10, 2002, Manuelle, elektronisk, eller automatische blodtryksmåler (bortset fra punkt 4.2.2a for det gjeldende engangsmanchet).

Spekifikation for ikke-invasive sfygmomanometre – Del 1: Generelle krav EN1060-1:1996 bortset fra artikel 9.3a for størrelse neo 1, 7, 8, 9 angangs- og genbrugsmanchetter og bortset fra EN17111 nøjagtighed over 200 mmHg er +/- 2%.

Spekifikation for ikke-invasive blodtryksmåler – del 1: Algemele veristen EN1060-1:1996 (tilgængeligt uden for EU-området)

Supplerende krav til elektroniske systemer til måling af blodtryk EN1060-1:1997

Japansk målestandard for aneroid blodtrykshænder (Oversættelse af sammefangningen fra METI 20/30/02).

Underhold

Rennging

Aneroid-måleapparat, pumpball og ventiler. Tork de aneroide måleapparat, pumpballen og ventilen med en litt fuktad klud eller silikoneklorrensning.

- Tork av med en løsning av svagt rengøringsmiddel og vann (1:9-løsning). Skyl.

- Tork av med Endol i henhold til instruksjonene fra tilvirketaren. Skyl.

- Tork av med 0,5% perisolvning av blekemiddel på vann. Skyl.

- Tork av med 70-prosent isopropylalkoholløsning.

• Våtta med en svagt rengøringsmiddel i varmt vann (maksimalt 60 °C, normalt vedtøyvask). Manchetten kan kopieres med FlexPort-manchetten. Lukt portet på manchetten med en sterilt borstel. Spool gedurende vijf minuten met gedestilleerd water. Om de manchet te desinfecteren, voert u bovengstaande reingingsstapen uit en besproeit u de manchet vervolgens met een 10% chlorox-bleekwateropløsning tot de manchet geheel bevogting is en schroeft u het geheel manchetoppervlak gedurende vijf minuten met een steriele borstel. Spool gedurende vijf minuten met gedestilleerd water. Veeg de manchet met een steriele doek en laat de manchet vordren aan de lucht drogen.

Inningskontrolen van de aneroide bloddruckmeter

Snelle controle van de iéking:

Controleer bij een druk nul of de wijzer zijn duidelijk en nauwkeurig de toon den nulpuntgang door de wijzerballen af. Hoesen de drukke valmeting geen nauwkeurig getalgevoel op alle schaalverdelingspunten, is een foutieve nulafwijking (± 3 mm Hg) een teken van een deficiënte kalibrering.

Volledige controle van de iéking:

Welch Allyn raad aan minstens om de twee jaar af volgens de lokale wetgeving en na onderhoud en reparatie, als volgt een volledige controle van de iéking te doen:

1. Test het instrument in een proefopstelling met een aansluiting aan op een bekende drukstandaard van hoge kwaliteit, en een proefvoelende van 150 tot 200 cc.

2. Verhoog de druk op de meter tot iets meer dan 300 mmHg.

Welch Allyn raad aan, om bij iékingcontrole een zo gevoelig mogelijk drukstandaard te gebruiken. En op -0,1 +/- 0,1 mm Hg gepijk drukmeter (REF 2270-011) van Seta en op +/- 1,0 mm Hg gepijete drukmeter van Netech (REF 200-2000N) zijn hoesen op 0,5 mmHg om de druk te controleren.

OPMERKING Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen, hangt af van de gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de iékingsoepening gebruikt.

Als u een manometer (kwikvulven of aneroid) gebruikt met een nauwkeurigheid van +/- 3,0