

EXTERIOR | EXTERIOR



- 1 | USB port charge and detachable shoulder strap.
- 2 | Washer to extract the oxygen tube.
- 3 | Multipurpose pockets and elastic bands.
- 4 | Detachable handle, card holder and detachable velcro to identify the content (adult or pediatric).
- 5 | Rings for air transportation and mini-clip.
- 6 | Molle system.
- 7 | Detachable and padded shoulder straps.

- 1 | Puerto de carga USB y bandolera extraíble.
- 2 | Arandela de extracción del tubo de oxígeno en el interior del bolsillo.
- 3 | Bolsillos multipropósito y cintas elásticas.
- 4 | Asa extraíble, tarjetero e identificador de velcro para diferenciar el contenido del bolsillo (adulto o pediátrico).
- 5 | Anillas para descensos en transporte aéreo y mini-clip.
- 6 | Sistema molle.
- 7 | Tirantes de mochila desmontables y acolchados.



EB02.010

EB08.004

EB02.017

EB02.016

EB02.037

EB02.025



FOLLOW US
SIGUENOS EN



www.elitebags.es

ELITE BAGS



CRITICAL'S EVO EB02.046

Suggested use | Sugerencias de uso **Emergencies | Emergencias**

MAIN COMPARTMENT | COMPARTIMENTO PRINCIPAL



1 3 high capacity pockets, for multipurpose use, defined by the user.

-Material of cures: scalpels, tweezers, scissors, mosquitoes, sutures, various gauzes, etc.

-Diagnostic instruments: stethoscope, sphygmomanometer, pulse oximeter, glucometer, etc.

-Drainage and probing material: probes, bags, collectors, fixers, etc.

2 Ampoules and medication bottles.

3 Removable pocket with modulable divisions according to international color code:

SURGICAL: Pliers, scalpel, scissors, forceps. Intravenous tubing, hypodermic needles. Basic sterile instruments. Endotracheal tubes. Forceps for foreign bodies.

PEDIATRIC: Gloves. Child's mask. Glucometer. Sterile pads and gauze. Neonatal Guedel tubing. Syringes. Sticking plaster. Scalpel blades. Stopwatch.

CIRCULATORY: Catheters. Needles. Syringes. Drip equipment (microdrip). Three-way valves. Elastic venous compressors. Gauze and sterile plasters. Sticking plaster. Suture materials.

RESPIRATORY: Oropharyngeal tubes. Laryngoscope. Spare batteries and bulbs. Masks. Endotracheal tubes. Semi-rigid clamps. Water-based lubricant. Kocher and Magill forceps. Syringes. Tube fixation material (sticking plaster, gauze bandage). Aspiration catheters. Nasogastric catheter, tongue spatula.

4 Oxygen bottle fastened with velcro strap.

Diagnostic material: phonendoscope, thermometer, tensiometer, catheters and drains. Special gauze, gloves, peroxide, alcohol, pocket-sized bio-contaminated material container.

5 Bandages, gauzes and wound dressings.

6 Guedel airway tubing, inhaler, scissors and tweezers, insulin pen (assorted consumables).

1 3 Bolsillos de gran capacidad, para uso multipropósito definido por el usuario:

-Material de curas: bisturíes, pinzas, tijeras, mosquitos, suturas, gasas varias, etc.

-Instrumental diagnóstico: fonendoscopio, esfigmomanómetro, pulsioxímetro, glucómetro, etc.

-Material de drenaje y sondaje: sondas, bolsas, colectores, fijadores, etc.

2 Ampollas y frascos.

3 Bolsillo extraíble con divisiones modulables acorde al sistema internacional de color:

CIRCULATORIO: Catéteres. Agujas. Jeringas. Equipo para gotero (microgoteo). Llaves de paso de tres vías. Compresores venosos elásticos. Gasas y apósitos estériles. Esparadrapo. Material de sutura.

PEDIÁTRICO: Guantes. Mascarilla infantil. Glucómetro. Paños y gasas estériles. Tubos de Guedel neonatales. Jeringas. Esparadrapos. Hojas de bisturí. Reloj con segundero.

QUIRÚRGICO: Alicates, bisturí, tijeras, pinzas. Catéteres endovenosos. Aguja hipodérmica. Instrumental estéril básico. Sondas endotraqueales. Fórceps para cuerpo extraño.

RESPIRATORIO: Cánulas orofaríngeas. Laringoscopio. Pilas y bombillas de repuesto. Mascarillas. Tubos endotraqueales. Fiadores semirrígidos. Lubricante hidrosoluble. Pinzas de Kocher y Magill. Jeringas. Fijación del tubo (esparadrapo, venda de gasa). Sondas de aspiración. Sondas nasogástricas, abrebocas helicoidal.

4 Botella de Oxígeno sujeta con cinta de velcro.

Material de diagnóstico: fonendoscopio, termómetro, tensiómetro, sondas y drenajes. Gasas especiales, guantes, agua oxigenada, alcohol, contenedor de material biocontaminado de bolsillo.

5 Vendajes varios, sobres de gasas y material diverso para realizar curas.

6 Tubos de Guedel, inhalador, tijeras y pinzas, bolígrafo de insulina (consumibles diversos).