

COMPACT'S MB10.129

BOTIQUIN COMPACTO MOLLE



1



2



3

Botiquín individual ultra compacto para cinturón que facilita la organización del material básico de curas. Su panel molle permite el anclaje a otros bolsillos, bolsas o chalecos y su sistema de apertura rápida facilita el acceso a su contenido en cuestión de segundos. Optimizado para el contenido TCCC* con sistema de fácil extracción vertical.

Características

- Pasador de cinturón y panel MOLLE trasero.
- Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal.
- Sistema de acceso rápido de doble cremallera.
- Paneles laterales con bolsillos elásticos (bolígrafos de insulina, cánulas de Guedel, etc.)
- Bolsillo central de apertura ajustable con capacidad para el material de curas básico.
- Solapa con cuerda elástica para sujeción de vendas, guantes, etc.

Datos técnicos

MATERIAL: 1000D Poliamida
MEDIDAS: 15 x 10 x 7 cm - Vol: 1,09 L.
PESO: 0.14 Kg.
COLOR: Coyote brown