

QUICKAID'S MB10.131

BOTIQUIN PARAMEDICO PERNERA MOLLE



Botiquín pernera de gran capacidad para oficiales sanitarios. Con espacio suficiente para múltiple contenido TCCC, diseñado para atender a un mayor número de heridos por shock traumático.

Características

- Panel molle en toda la parte trasera que permite anclarlo a otros bolsillos, bolsas y chalecos.
- Sistema de acceso rápido de doble cremallera.
- Bandas elásticas ajustables con velcro.
- Agujero drenante en la base.
- Frontal para velcros de identificación.
- Pieza de velcro rojo extraíble para identificar el asa de apertura principal.
- Interior divisible en dos partes gracias a su solapa central extraíble.
- Gomas elásticas para material diverso y bolsillos de red.
- Paneles laterales con bolsillos elásticos de gran capacidad
- Bolsillo central ajustable de gran capacidad.

Datos técnicos

MATERIAL: 1000D Poliamida
MEDIDAS: 20 x 21 x 10 cm - Vol: 4,2 L.
PESO: 0.55 Kg.
COLOR: Coyote brown