


PARAMED'S COYOTE MB10.135

Mochila táctico sanitaria de rescate



Mochila idónea para efectuar rescates y asistencias de emergencia en zonas de difícil acceso donde la libertad de movimientos es esencial para el usuario.

Características

- Sistema MOLLE en toda la parte externa de la bolsa, tanto frontal como laterales, para poder anclar bolsillos extras o material diverso
- Orificio de extracción del tubo de la bolsa de hidratación
- Cintas en la base para sujetar el saco de dormir
- Cubierta impermeable almacenada en el interior de la base
- Panel trasero acolchado y con rejilla transpirable
- Bolsillo interno para alojar la bolsa de hidratación
- Solapa central con múltiples gomas en ambos lados
- Cintas internas con cierre de velcro
- Ampulario isotérmico con capacidad para 44 ampollas
- Tres compartimentos extraíbles con ventana transparente
- Tres bolsillos de rejilla extraíbles con sistema MOLLE
- Cintas interiores con cierre de velcro para sujetar la botella de oxígeno o el respirador manual.

Datos técnicos

- **Medidas:** 31 x 47 x 22.5 cm
- **Capacidad:** 32,57 L
- **Peso:** 3.20 kg
- **Material:** 1000D Poliamida. Lavable
- **Color MB10.135:** Coyote
- **Contenido máximo recomendado:** 15 kg