

EMERAIR'S TROLLEY

MB11.023

Trolley de Emergencias Respiratorias

Maleta de emergencias de gran capacidad que permite transportar cómoda y ordenadamente todo el material médico necesario en servicios de urgencia.



Características

- Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad
- Tiradores anchos de fácil apertura
- Arandela de extracción del tubo de oxígeno
- Panel trasero acolchado y ergonómico con rejilla transpirable
- Tirantes de mochila ocultos
- Base rígida de PVC resistente
- Tacos laterales de refuerzo
- Ruedas incorporadas
- 2 solapas interiores con bolsillos transparentes de gran capacidad
- Cuatro compartimentos extraíbles de frontal transparente con el código internacional de colores
- Ampulario isotérmico con capacidad para 53 ampollas
- Amplio compartimento principal para alojar el resucitador manual, mascarillas y dos cintas de sujeción de sistema de gancho y bucle para la botella de oxígeno

Datos técnicos

Peso (aprox)	6,20 Kg
Dimensiones (aprox)	31 x 35 x 61 cm
Capacidad (Litros) (aprox)	66,19
Material	600D POLIESTER
Color	NEGRO
Contenido máximo recomendado (Kg)	25.00

© ALL TRADEMARKS, DESIGNS & TRADE DRESS. ELITE BAGS S.L., 2023 - 2024
 © Marcas, Diseños y presentación comercial protegidos. ELITE BAGS S.L., 2023 - 2024